




ZOLL



AED

ZOLL AED 3™

Le DAE à la pointe de l'innovation

INTELLIGENT

Real CPR Help®

- Real CPR Help aide les sauveteurs à administrer une RCP de haute qualité, conforme aux recommandations en vigueur
- Évaluation en temps réel de la profondeur et de la fréquence des compressions
- Des images en couleurs et des messages textuels, vocaux et visuels intégrés guident l'intervenant tout au long de la réanimation
- Le métronome performant permet aux sauveteurs d'évaluer la qualité de la RCP en temps réel

Analyse RapidShock™

- Analyse du rythme cardiaque en seulement trois secondes
- La RCP est plus continue grâce à des temps de pause réduits au minimum

Pour en savoir plus sur le ZOLL AED 3™, contactez-nous par téléphone au +1-978-421-9655 ou visitez le site www.zoll.com/aed3.

Le système ZOLL AED 3 n'est pas disponible à la vente aux États-Unis. Le produit n'a pas reçu l'approbation réglementaire de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).

Dispositif Médical Classe IIb. Lire attentivement la notice. CE 0123. Mars 2016 Le modèle grand public est à destination des secouristes selon Art. R6311-15. Le modèle BLS est à destination des Professionnels de la Santé.

© 2018 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. Program Management Onboard, Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL AED 3 et ZOLL sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PRÊT

Réanimation pédiatrique intégrée


- Les électrodes universelles CPR Uni-padz™, adaptées aux adultes comme aux enfants, sont toujours opérationnelles

Faible coût de possession

- Les électrodes et la batterie ont une durée de vie de cinq ans, réduisant ainsi les remplacements et le coût total de possession

Compatible avec le Wi-Fi

- Surveillance et gestion de la disponibilité opérationnelle de l'appareil et simplification de la gestion du programme de DAE
- Notifications automatiques en cas d'échec d'un autotest
- Inspections périodiques de maintenance physique non nécessaires
- Transfert rapide des données de cas



ZOLL®

Imprimé aux États-Unis.
MCN IP 1707 0197-02